## **NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR**



Spray nasal 125ml  $\oplus$ Dispositif médical de classe II a



## POURQUOI AVOIR UNE BONNE HYGIÈNE NASALE AU QUOTIDIEN ?

Directement au contact de l'environnement, la muqueuse nasale constitue la première barrière de protection du système respiratoire contre les agressions extérieures (fumée, froid, pollution, virus...) en filtrant l'air inspiré.

Le nez a donc une fonction de régulation indispensable pour l'équilibre du système respiratoire.

Le lavage nasal à l'eau de mer permet ainsi d'améliorer son fonctionnement physiologique.

## Un lavage nasal quotidien à l'eau de mer permet donc de :

- Maintenir les fosses nasales propres et hydratées afin que le nez accomplisse parfaitement ses missions.
- Favoriser l'élimination des particules inhalées.
- Humidifier la muqueuse en cas de nez sec ou bouché.

## QUELLES SONT LES PROPRIÉTÉS DE BELIVAIR HYGIÈNE DU NEZ ?

Belivair<sup>e</sup> HYGIÈNE DU NEZ est adapté au lavage nasal quotidien des adultes et des enfants à partir de 3 mois.

Belivair<sup>®</sup> HYGIÈNE DU NEZ est un sprav nasal 100% naturel, contenant une solution d'eau de mer riche en oligo-éléments marins, qui :

- · Nettoie les fosses nasales en douceur.
- Humidifie la mugue use nasale.
- Diminue la viscosité des sécrétions nasales et facilite leur élimination.

## QUAND UTILISER BELIVAIR HYGIÈNE DU NEZ ?

- Pour une hygiène quotidienne : 1 à 2 pulvérisations dans chaque narine le matin et le soir.
- Dès les premiers symptômes du rhume ou de la rhinite : Renouveler les pulvérisations aussi souvent que nécessaire pour bien dégager le nez et éliminer l'excès de mucosités, dans la limite de 6 pulvérisations par iour et par narine.

Le produit étant à base d'eau de mer naturelle, l'utilisation est possible durant la grossesse et l'allaitement.

Si vous utilisez un autre produit loçal pour un rhume ou une rhinite allergique en association avec Belivair HYGIÈNE DU NEZ, il est recommandé d'utiliser Belivair HYGIÈNE DU NEZ avant l'autre produit nasal, en raison de ses propriétés nettoyantes.

### **FABRICANT: DISTRIBUTEUR:**

LABORATOIRES CHEMINEAU THERABEL LUCIEN PHARMA 75017 PARIS - FRANCE

# **C**€ <sub>0459</sub> €

93 ROUTE DE MONNAIE

37210 VOUVRAY - FRANCE



19 RUE ALPHONSE DE NEUVILLE

## COMMENT UTILISER BELIVAIR HYGIÈNE DU NEZ ?

- 1. Se moucher avant et après utilisation.
- 2. Incliner la tête sur le côté et introduire l'embout délicatement dans la narine opposée.
- **3.** Exercer une pression franche et brève.
- 4. Répéter l'opération dans l'autre narine.
- 5. Renouveler jusqu'à dégagement complet des fosses nasales dans la limites de 3 pulvérisations par narine.
- 6. Layer soigneusement l'embout sous l'eau chaude après chaque utilisation et le laisser sécher à l'air libre.
- 7. Reboucher le spray nasal à l'aide du capuchon.

Il est préférable d'utiliser un seul spray nasal par personne.

## **QUE CONTIENT BELIVAIR® HYGIÈNE DU NEZ ?**

Eau de mer isotonique riche en oligo-éléments marins Eau purifiée.

Produit 100% naturel - Sans conservateur.

Gaz propulseur : air comprimé.

Il n'est pas en contact avec la solution.

## **POUR VOTRE SÉCURITÉ**

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité ou d'allergie à un ou plusieurs composants.

En cas de muqueuse irritée, des sensations de picotements peuvent survenir au cours de l'utilisation.

L'embout physiologique avec sa collerette de sécurité permet une utilisation chez l'enfant à partir de 3 mois.

En cas de questions ou si les symptômes persistent, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.

Belivair<sup>®</sup> HYGIÈNE DU NEZ est un spray nasal sous pression qui peut être utilisé en toute sécurité dans toues les positions.

## **QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION?**

Tenir le produit hors de la portée et la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour leguel le produit est destiné.

Spray nasal sous pression : ne pas percer, ni brûler même après utilisation. Tenir à l'écart des rayons directs du soleil.

Ne pas exposer à une température de plus de 50°C.

Stocker à température ambiante.

Dernière révision : 2017-07

Marquage CE: 2011

